



Vercise™

מתי יש להטעין את הקוצב?

- ככלל יש להטעין את הקוצב אחת לשבוע, ביום קבוע, עד אשר הקוצב טעון במלואו
- יש לטעון את הקוצב באופן מיידי במידה ועל שלט ההפעלה רשום: Recharge Stimulator soon/ now

2. שימוש במדבקה דו צידית

(חבילת מדבקות ניתן לרכוש בנפרד מהמשווק)



- קלף את השכבה השקופה שמעל המדבקה והדבק את המדבקה על המטען.
- לחץ על כפתור ההפעלה, יישמע ציפצוף.
- יש לאתר את הקוצב על ידי הזזת המטען עד שהמטען יפסיק לצפצף.
- קלף את השכבה בצבע בז' מהמדבקה והנח את המטען על איזור הקוצב.

סיום הטעינה

- המטען ישמיע 3 צפצופים רציפים כאשר הקוצב יהיה טעון במלואו.
- יש להחזיר את המטען לתחנת הטעינה.

ההסברים לעיל הנם תקציר מתורגם של המדריך המלא למטופל של מערכת Vercise™ Deep Brain Stimulation (DBS) בגרסתה האנגלית, ואינה באה במקומה. השימוש בקוצב DBS ובמוצרים הנלווים הנם בהוראת רופא ובאחריותו הבלעדית של המשתמש יש להבין באופן מלא את הנאמר בחוברת לפני תחילת השימוש במטען של ה-Vercise. לשאלות או הבהרות נוספות, יש לפנות אל מרפאת הפרעות התנועה או ליצור קשר עם הרופא המטפל.

חבר את ספק הכוח לשקע החשמל ואת המטען ליחידת הבסיס.



הטענת המטען

טעינת המטען נעשית על ידי הנחת המטען על יחידת הבסיס.



המטען מלא כאשר צבע נורית הופך לירוק.



הטענת הקוצב

קיימות שתי אפשרויות להטענת הקוצב:
1. שימוש בצווארון

- לחץ על כפתור ההפעלה.
- הנח את המטען בכיס המתאים בצווארון הטעינה כאשר לחצן ההפעלה פונה החוצה.

- בכיס השני הכנס את טבעת המשקל הנגדי.
- יש לשים את צווארון הטעינה על הצוואר כך שהמטען נמצא במרכז הקוצב

ניתן לאתר את הקוצב על ידי הזזת המטען עד שהמטען יפסיק לצפצף*.

* הצפצוף יפסיק כאשר המטען יהיה מיושר עם הקוצב.

